



Tris-甘氨酸 SDS电泳缓冲液 (10×)

Tris-Glycine SDS running buffer 1000ml

Catalog # AFTG-1000

使用说明书

目录 Contents

01 产品概述		02
02 产品组分		02
03 产品特点		02
04 储存条件		02
05 使用流程		02
06 注意事项		02

01 产品概述

本品为10×Tris-甘氨酸SDS电泳缓冲液，稀释后用于SDS-PAGE凝胶电泳，适配亲和生命一步法制胶试剂盒，跑出完美的条带。

02 产品组分

货号	组分	规格
AFTG-1000	Tris-甘氨酸 SDS电泳缓冲液 (10×)	1000 mL

03 产品配方

💎 本品含有：0.25 M Tris，1.92 M 甘氨酸，1%SDS

04 储存条件

本品常温存放。

05 使用流程

本品直接稀释使用，需用蒸馏水或去离子水按1:9比例稀释为1X工作液（如100mL浓缩液+900mL去离子水）。

06 注意事项

1. 本产品用于专业人员的科学研究，不得用于临床诊断、治疗、食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



Swiss Affinibody LifeScience AG

网址: www.affinibody.com

邮箱: info@affinibody.com

电话: +41(0)763290285 +86 13296581262